

Encuesta para Glucosa en Sangre (GLUWB)

Proveedor de EQA : ESfEQA GmbH
Heidelberg

Coordinador de EQA : Dr. D. Groche

Instrucciones de Uso

Notas:

Para estas muestras se aplican las precauciones habituales de laboratorio para muestras potencialmente peligrosas. Las donaciones de sangre utilizadas para la producción resultaron no reactivas para HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV. Las muestras sólo deben ser utilizadas por personal capacitado.

Varias tareas del programa de ensayos de aptitud pueden subcontratarse ocasionalmente a subcontratistas cualificados. Sin embargo, ESfEQA es responsable ante los participantes del trabajo del subcontratista.

Los resultados de los análisis de las muestras sólo podrán divulgarse a los colegas de otros laboratorios una vez finalizado el período de pruebas.

Al inscribirse y participar en este EQA, los participantes aceptan las condiciones generales de ESfEQA GmbH. Éstas pueden consultarse en línea en www.esfeqa.eu.

1. Uso Previsto

Las muestras están destinadas a su uso como material de control cuantitativo para la Evaluación Externa de la Calidad (EQA) en laboratorios médicos y centros de pruebas para el siguiente analito:

Glucosa en Sangre Entera

2. Descripción del Producto

Las muestras consisten en células sanguíneas y plasma, que se presentan en un frasco cuentagotas.

3. Almacenamiento y Estabilidad

Las muestras deben conservarse en posición vertical a una temperatura de 2–8 °C. Son estables, como mínimo, hasta la fecha límite para el envío de los datos indicada a continuación.

Información adicional para las muestras en recipientes de doble cámara: después de mezclar las células sanguíneas con el plasma suministrado en el recipiente, las muestras son estables durante 5 horas a 2–8 °C.

4. Preparación y Análisis de Muestras

Deje que las muestras alcancen la temperatura ambiente durante 15 minutos antes de realizar el análisis.

1. Balancee y agite suavemente el vial al menos 5 veces para mezclar completamente su contenido.
2. Las 2 primeras gotas deben dispensarse y desecharse.
3. El frasco cuentagotas está ahora listo para utilizarse y aplicar una gota de muestra para el análisis.
4. Después de cada uso, asegúrese de limpiar la punta del cuentagotas y el interior del tapón para mantenerlos limpios.

Información general:

Una mezcla incompleta del vial antes de su uso invalida tanto la muestra extraída como cualquier material restante en el vial.

Todas las muestras deben tratarse de la misma manera que las muestras de pacientes y analizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento y de los reactivos.

5. Fechas y Envío de Resultados

Períodos de prueba: Consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados pueden presentarse en cualquier momento dentro del periodo de prueba indicado en las etiquetas de las muestras.

Para la evaluación de los resultados del programa, indique el reactivo y el método utilizados —la indicación del instrumento es opcional— y envíe sus resultados electrónicamente a ESfEQA a través de <https://teqa-labv2.esfeqa.eu>

Si necesita asistencia para el registro, la configuración o el envío de resultados en TEQA, póngase en contacto con su distribuidor local de los programas de ESfEQA o directamente con ESfEQA.

6. Límite Para el Envío de Datos

La fecha límite para el envío de los resultados está indicada en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT +1).

7. Informes y certificados

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los informes individuales de los laboratorios y los certificados pueden consultarse en línea en <https://teqa-labv2.esfeqa.eu>.

ESfEQA GmbH
Siemensstr. 38
69123 Heidelberg
Alemania

Teléfono: + 49 6221 4166-700
Fax: + 49 6221 4166-790
info@esfeqa.eu
www.esfeqa.eu