

Encuesta para Anticuerpos contra Virus Sincial Respiratorio (RSV)

Proveedor de EQA: ESfEQA GmbH
Heidelberg

Coordinador de EQA: Dr. H. Depner

Instrucciones de uso

Notas:

Las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. Para estas muestras se aplican las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas. Las donaciones de sangre utilizadas para la producción resultaron no reactivas para HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV.

Las muestras deben ser manipuladas únicamente por personal capacitado.



ADVERTENCIA: Contiene metilisotiazolonas. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.



Este producto contiene material de origen humano y debe considerarse potencialmente infeccioso.

Varias tareas del programa de ensayos de aptitud pueden encomendarse ocasionalmente a subcontratistas cualificados. No obstante, el proveedor de los ensayos de aptitud (ESfEQA) asume la plena responsabilidad de todos los trabajos subcontratados que se realicen.

Los resultados de los análisis de las muestras sólo podrán divulgarse a los colegas de otros laboratorios una vez concluido el período de ensayo.

Al inscribirse y participar en este EQA, los participantes aceptan las condiciones generales de ESfEQA GmbH. Pueden consultarse en línea en www.esfeqa.eu.

1. Uso Previsto

Las muestras están destinadas a ser utilizadas como material de control cualitativo y cuantitativo para la Evaluación Externa de la Calidad (EQA) en laboratorios médicos para anticuerpos contra el RSV:

IgA, IgG e IgM anti-RSV.

Tenga en cuenta que, en general, no emitiremos un certificado de participación satisfactoria para la determinación cuantitativa de anticuerpos anti-RSV, ya que los valores objetivo son específicos del reactivo y un sesgo respecto al valor de consenso calculado no representa necesariamente un desempeño deficiente del laboratorio. La evaluación estadística sólo tiene fines informativos.

2. Descripción del Producto

Las muestras líquidas proceden de plasma humano desfibrinado y están listas para su uso.

3. Almacenamiento y Estabilidad

Las muestras deben almacenarse en posición vertical a 2-8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite de presentación de datos indicada en las etiquetas de las muestras.

4. Preparación y Análisis de Muestras

Deje que la muestra se equilibre a temperatura ambiente durante 15 minutos antes de la prueba. Justo antes de su uso, agite la muestra invirtiendo suavemente el vial varias veces.

Todas las muestras deben tratarse del mismo modo que las muestras de pacientes y analizarse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de instrumentos y reactivos.

Análisis cuantitativo: Para los resultados de medición por debajo/por encima del rango de medición del instrumento, el límite de medición inferior/superior debe notificarse como valor cuantitativo. Por favor no diluya la muestra si obtiene resultados por encima del intervalo de medida.

5. Fechas y Envío de los Resultados de las Pruebas

Períodos de prueba: Consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados pueden presentarse en cualquier momento dentro del período de prueba indicado en las etiquetas de las muestras.

Para la evaluación de los resultados del ensayo, indique el reactivo y el método utilizados; la indicación del instrumento es opcional. Envíe sus resultados electrónicamente a ESfEQA a través de la siguiente dirección: <https://teqa-labv2.esfeqa.eu>.

Póngase en contacto con su distribuidor local de los programas de ESfEQA o directamente con ESfEQA si necesita ayuda con el registro, la configuración y el envío de resultados en TEQA.

6. Fecha límite para el Envío de Datos

Los plazos de presentación de los resultados se indican en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT+1).

7. Informes y Certificados

La evaluación estadística sólo tiene fines informativos. Los informes y certificados de cada laboratorio pueden consultarse en línea en <https://teqa-labv2.esfeqa.eu>

ESfEQA GmbH
Siemensstr. 38
69123 Heidelberg
Alemania

Teléfono: + 49 6221 4166-700
Fax: + 49 6221 4166-790
info@esfeqa.eu
www.esfeqa.eu